

Mise à jour Julie 3.31.0.(40)

Cher Docteur,

Vous venez d'effectuer avec succès la mise à jour de votre logiciel Julie. Veuillez trouver ci-dessous le récapitulatif de l'installation :

- Mise à jour : UPD331_40
- Date de la version : 17/12/2012
- Version d'origine du programme : de la version 3.31.0.1 à la version 3.31.0.30
- Version résultante du programme : 3.31.0 (40)

| Mise à jour de la table des organismes destinataires CPAM V.3.40. | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Fiche patient | <ul style="list-style-type: none"> Affichage du jour dans la liste des prochains rendez-vous de la fiche patient <div> Prochains RDV Je 20/12/2012 09:55 [1] (30 mn) </div> |
| <ul style="list-style-type: none"> Module « Stérilisation » <ul style="list-style-type: none"> Lecture des données en provenance d'un DAC UNIVERSEL | <ul style="list-style-type: none"> Avant de lire les données du DAC UNIVERSAL, il faut indiquer dans le paramétrage que vous utilisez un DAC UNIVERSAL., Pour cela, cliquez sur le bouton « Paramétrage » du module « Stérilisation » (Gestion / stérilisation), cliquez ensuite sur l'onglet « Stérilisateurs » Cliquez sur le bouton « Mod. Stérilisateur », Sélectionnez dans la liste déroulante « marque » le « DAC UNIVERSAL » puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Quittez la fenêtre de paramétrage. Une fois ce paramétrage effectué, cliquez sur le bouton « Phase de stérilisation », Après avoir défini la description du kit sur le premier onglet, cliquez sur l'onglet « Saisie d'un lot stérilisé », Sélectionnez le DAC UNIVERSAL, Cliquez ensuite sur le bouton « Lire le cycle », Ouverture d'une fenêtre permettant de sélectionner l'emplacement où se trouvent les fichiers en provenance du DAC UNIVERSAL. Double-cliquez sur le fichier contenant le cycle de stérilisation concerné, <ul style="list-style-type: none"> Les données mises à jour sont : <ul style="list-style-type: none"> Le numéro de lot, L'opérateur, La date de stérilisation, Le numéro de cycle de stérilisation, L'heure du cycle de stérilisation. Remplissez les autres champs puis cliquez sur le bouton « Enregistrer lot ». Lors de la prochaine phase de stérilisation, le numéro du cycle sera automatiquement lu par Julie, il ne sera pas nécessaire d'aller le chercher manuellement. |