










Mise à jour Julie 3.33.0.(7)

Cher Docteur,

Vous venez d'effectuer avec succès la mise à jour de votre logiciel Julie. Veuillez trouver ci-dessous le récapitulatif de l'installation :


- Mise à jour : UPD333_07
- Date de la version : 25/05/2016
- Version d'origine du programme : de la version 3.31.0.1 à la version 3.32.0.19
- Version résultante du programme : 3.33.0 (7)

I.	 Assistant radio pour la saisie d'actes.....	3
II.	Bibliothèque patient	5
	1.  Sauvegarde des courriers imprimés dans le module « Documents patient »	5
	2. Envoi par courrier électronique.....	7
III.	Télétransmission	7
	1.  Changement de socle technique SESAM-Vitale (Srt 1.40.10, agrément Addendum 6):...	7
	2. Mise à jour de tables	10
	3.  Affectation des codes de transposition en automatique	10
	4. Nouvelle fenêtre de paramétrage BAL FSE du fournisseur d'accès Internet	11
IV.	Feuille de soins.....	12
V.	Fiche patient	12
VI.	Schéma bouche.....	13
VII.	 Ordonnance avec Vidal.....	13
VIII.	Intolérances	14
IX.	Imagerie	14

1. Caméra	14
2.  Intégration dans Julie des matériels Dürr Dental (Vitascan,...) :	15
3. Intégration des évolutions Owandy	15
X. Comptabilité.....	16
XI.  Agenda.....	17
XII. Stock et traçabilité	18
XIII. Stérilisation :	19

I. Assistant radio pour la saisie d'actes

Vous pouvez désormais utiliser un assistant radios qui permet la saisie des actes de radiologie par un assistant proposant les étapes de saisie des actes de radiographie dans le respect de la codification radiologique en CCAM.



Assistant Acte Radio CCAM

Sélection des dents

Sélectionner les dents

☐ Garder les numéros de dents pour l'acte suivant.
Séparateur de dents: ; (et) - (de... à...)

Type d'examen



Diagnostic Complémentaire (hors endodontie)

Complément d'un traitement endodontique Panoramique

Téléradio ou Cone Beam Status

Sélection des actes

Actes à insérer sur le patient

	01;02	HBQK002	Radiographie panoramique dentomaxillaire
	15;45	HBQK191	<input type="checkbox"/> Bite-wing, 2 rx (2 secteurs)


Ajouter Enregistrer les actes et quitter Quitter

Callouts:

- Vous avez la possibilité de saisir directement les numéros de dents ou de les sélectionner via un schéma en cliquant sur ce bouton.
- En fonction des numéros de dents saisis, le logiciel vous proposera le type d'examen possible. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'examen de votre choix.
- Les actes seront énumérés dans cette zone avant d'être insérés sur le dossier patient. A noter : dans le cas d'un bite-wing, il faudra le préciser en cochant la case située après le code CCAM, la gestion du compteur radio sera donc divisée par 2.
- Cliquez sur la case afin de valider votre saisie et d'insérer ces actes dans le l'historique médical patient.


Cet assistant sera accessible :


- depuis l'Historique Médical :



- depuis la bouche par la bibliothèque des actes:



- depuis le bouton de cotation automatique  de la barre radios.
Pour activer cette fonctionnalité, cochez dans « Utilitaires/Fiche du cabinet/onglet soins et feuilles » la case « Assistant radio »:



II. Bibliothèque patient

1. Sauvegarde des courriers imprimés dans le module « Documents patient »

Tous les documents personnalisés et imprimés* par Julie (avec le Courrier Julie ou Microsoft Word) iront se stocker dans le module « Documents patient» accessible depuis :

- Fiche / Documents du patient
- Bibliothèque / Documents patient

Des filtres de tri ont également été ajoutés dans l'onglet « Documents patient » de la bibliothèque patient pour une recherche simplifiée de vos documents:

- Tri par date
- Tri par nom
- Recherche sur une période
- Recherche par mots clés

*Documents concernés issus des modules:

- Relance d'impayés
- Adresser Lettres
- Reçu d'honoraires
- Facture
- Devis
- Ordonnances
- Fiche de rendez-vous
- Courriers (Julie et Word) personnalisés

A HENRY SCHEIN® COMPANY

JULIE SOFTWARE – 2, rue des Vieilles Vignes – 77183 CROISSY BEAUBOURG – France
Tél. : +33 (0)1 60 93 73 70 – Fax : +33 (0)1 60 93 73 71 – WWW.JULIE.FR
S.A.S au capital de 7 298 609 € - RCS Meaux B 477 962 146 – N.A.F. : 7112B – N° TVA FR 52477962146

Quitter ? 8 9 1: Dr. Un CNDA Mardi 23 Février 2016

Mme DEMO Julie Cab 2

Né(e) le 26/04/1962 53 ans Age N° SS 2 76 03 91 223 045 30 Assuré 13056 13056

Alerte

Patient Payeur Correspondants A.M.O. Droits A.M.C. Bibliothèque CV lue

Documents Patient Documents scannés Photos Images/Radios

Trier par Date Du Nom Document :
Trier par Nom Au


2015/12/15 - Agenda.pdf
2015/12/18 - devis_a314__00001
2015/12/18 - devis_a314__00002
2016/02/18 - devis_a314__00003
2016/02/23 - ORDOADUL__00001

Tous les documents imprimés via le courrier Julie (ou Word) viendront se stocker ici.

2. Envoi par courrier électronique.

Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs clichés pour les envoyer par courrier électronique.

Pour cela, cliquez sur une image, puis appuyez sur la touche Ctrl du clavier pour sélectionner une autre image (ou la touche Shift pour sélectionner un groupe d'images), puis cliquez droit.



Les adresses email du patient et des correspondants vous sont proposées pour les envois de radios, d'images, de fichiers scannés et de documents.

III. Télétransmission


1. **Changement de socle technique SESAM-Vitale (Srt 1.40.10, agrément Addendum 6):**

- Réduction optimale des rejets : meilleure gestion des exonérations des patients
- Installation automatique de Cryptolib lié à ce nouveau socle technique : outil de cryptage de la carte CPS obligatoire (fourni par l'ASIP Santé).
- Evolution sur le fonctionnement de la majoration des tarifs DOM (ce nouveau socle technique permet d'appliquer la majoration directement via la base CCAM)

A  HENRY SCHEIN® COMPANY


JULIE SOFTWARE – 2, rue des Vieilles Vignes – 77183 CROISSY BEAUBOURG – France
Tél. : +33 (0)1 60 93 73 70 – Fax : +33 (0)1 60 93 73 71 – WWW.JULIE.FR
S.A.S au capital de 7 298 609 € - RCS Meaux B 477 962 146 – N.A.F. : 7112B – N° TVA FR 52477962146

- Changement de gestion pour une patiente ayant la maternité en carte




Tiers payant AMO pris en compte automatiquement.
Obligation de préciser la date présumée de début de grossesse.


Les soins sont pris en charge à 100% dans la limite du tarif de responsabilité.



Possibilité de décocher le TP AMO en cliquant sur le bouton Modifier de la Feuille de soins / onglet Propriétés



- Dans les Infos AMO :
Possibilité de préciser si un acte fait partie des Soins Médicaux Gratuits (SMG)*, si les droits SMG sont présents en carte Vitale, la case SMG dans les infos AMO en saisie d'acte sera pré-cochée.



MODIFICATION D'ACTE

Quitter Enregistrer Recalculer les honoraires

Code C Conditions d'utilisation: Notes:

Libellé Consultation

Famille Prévention

Paramétrer les Familles...

Montants Infos complément. Code graphique A.M.O. C.C.A.M. Dents

Heure acte 00:00

Accident Vie Privée Oui Non

Affection Longue Durée Oui Non

☒ S.M.G. ☐ Maternité ou adoption ☐ Accident de travail

☐ Traitement exonérant ☐ Acte à domicile ☐ moins de 30 jours (nourisson)

☐ Acte exonérant ☐ Carnet médical présenté ☐ Majoration Nuit

☐ Suite EXP ☐ Acte en génie ☐ Majoration Dimanche/Jours Fériés


☐ Régime spéciaux

Date de début des soins: (traitement d'orthodontie)

Veuillez entrer le libellé en clair de cet acte

* Peuvent prétendre aux soins médicaux gratuits et aux prestations d'appareillage, au titre des articles L.115 ou L.128 du CPMIVG, les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du même code. Il s'agit :

- des anciens combattants, militaires et anciens militaires, y compris les étrangers, ayant servi dans l'armée française,
 - des supplétifs de l'armée ayant effectué leur service durant les conflits mondiaux ou coloniaux (tirailleurs marocains, algériens, tunisiens...),
 - des victimes civiles de la guerre ; les victimes d'actes de terrorisme (VAT), auxquelles la loi N° 90-86 du 23 janvier 1990 a conféré la qualité de victime civile de la guerre, peuvent également y prétendre, dès lors qu'elles ont opté pour cette législation.
 - des anciens appelés,
 - des militaires et réservistes en activité, dont le CPMIVG constitue le dispositif du droit à réparation et de la prise en charge des soins nécessités par leurs blessures, infirmités, accidents et maladies imputables à l'activité de service.
- Ajout d'une case pour préciser la date de début des soins pour les traitements orthodontiques (cartouche « Saisie de soins avec infos AMO »)



Heure acte 00:00

Accident Vie Privée Oui Non

Accident de travail

Maternité/adoption

S.M.G.

ALD Oui Non

Trait. exonérant

Acte exonérant

Carnet médical

Suite EXP

< 30 j


A domicile

Nuit

Dim/JE

Date de début des soins: (traitement d'orthodontie)

- Nouvelle gestion de la prise en charge des AME (onglet AMC de la fiche patient/ Modifier/Saisie) :



Il existe 2 types d'AME

- L'AME de base
- L'AME complémentaire

Les personnes concernées par l'AME de base ne possèdent pas de carte Vitale, mais une attestation de droits AME. Il faudra donc créer leur dossier manuellement. La procédure dégradée doit donc être utilisée. La saisie des actes se fait comme pour n'importe quel bénéficiaire.

La facturation se fera automatiquement en 100% sur la partie AMC.

Les personnes concernées par l'AME complémentaire possèdent une carte Vitale et une attestation de droits AME. Vous pouvez donc réaliser une FSE sécurisée.

2. Mise à jour de tables

- Organismes destinataires (version 3.52, 1 création de caisse : MAEE).
- Table de convention : « Mutame Provence » et la mutuelle « UMC »
- Dernière Table CCAM de la base nationale v43 (La version 43 de la CCAM permet la création de 2 nouveaux actes ne concernant pas le dentaire) :
 - « Modifications dentaire (intégrées depuis la version 42.50)
 - a- Mettre en localisation min attendue = 1 pour l'acte HBGD040
 - b- L'acte HBLD036 doit être compatible avec les 2 forfaits CMU-C suivants : FDC11, FPC10 »

Pour plus d'informations : <http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/telechargement/index.php>

3. Affectation des codes de transposition en automatique

A HENRY SCHEIN® COMPANY


JULIE SOFTWARE – 2, rue des Vieilles Vignes – 77183 CROISSY BEAUBOURG – France
Tél. : +33 (0)1 60 93 73 70 – Fax : +33 (0)1 60 93 73 71 – WWW.JULIE.FR
S.A.S au capital de 7 298 609 € - RCS Meaux B 477 962 146 – N.A.F. : 7112B – N° TVA FR 52477962146



La case « **Code Transpo** » n'existe plus. Julie détermine automatiquement le code de transposition à appliquer en fonction du code CCAM.


4. Nouvelle fenêtre de paramétrage BAL FSE du fournisseur d'accès Internet

Ajout des cases pour indiquer, si besoin, les identifiants et mot de passe ESMTTP, ports et chiffage SSL.



IV. Feuille de soins

- Prise en charge des cartes de remplaçant ayant plus d'une situation en carte.
- Amélioration de l'ouverture de la feuille de soins, possibilité de changer l'AVP pour la feuille ou toutes les feuilles.



V. Fiche patient

- Augmentation du nombre de caractères de la case « Teinte dents » (60 caractères).
Un message de mise à jour du fichier des teintes s'affichera au lancement de Julie après la mise à jour : "Veuillez patienter pendant la mise à jour des teintes des patients..."
- Nouveau champ contenant la date d'assignation (non modifiable) dans les correspondants du patient

Correspondants du patient

	ORDRE
2ème correspondant:	
3ème correspondant:	
4ème correspondant:	

Groupe


Date

VI. Schéma bouche

- Représentation graphique pour les prothèses bi-maxillaires qui s'appliquent à 28 dents (pour une représentation graphique de l'acte paramétré à toute la bouche)
- Correction sur l'interprétation des numéros de dents dans une proposition du devis, à la suite d'une saisie dans l'historique médical d'un acte s'appliquant à toute la bouche.

VII. Ordonnance avec Vidal

Nouveau bouton pour visualiser l'analyse Vidal. Celui-ci s'affichera en fonction de ce que vous avez renseigné dans l'état physiopathologique du patient, au moment de la prescription d'un médicament:




Si un problème est détecté lors de la prescription, le nom du médicament apparaîtra en rouge et un bouton « ANALYSE physio » s'affichera. En cliquant dessus, vous visualiserez l'analyse faite par le Vidal en fonction de l'état physiopathologique du patient.

Voici les domaines des alertes détectées par l'analyse Vidal du médicament ajouté par rapport à l'état physio du patient ou du simple caractère du médicament :

- Allergie
- Contre-indication Relative, Contre-indication Absolue
- Interaction à prendre en compte, Interaction de précaution d'emploi, Interaction d'association déconseillée, Interaction de contre-indication
- Incompatibilité physico-chimique
- Posologie
- Précautions d'emploi
- Redondance


Ces alertes sont affichées dans le bouton « Alerte » sur une ligne commençant par « Résumé des alertes VIDAL® de sécurité sur '*nom du médicament*' ('*type de prescription*') : '*résumé de l'alerte*' »



Selon le type d'alerte, le détail Vidal doit être consulté dans la fenêtre « analyse physio » .

VIII. Intolérances


Nouveau menu pop-up sur le bouton « Intolérances » afin d'accéder plus facilement au module des intolérances, du questionnaire médical, des traitements du patient et à l'état physiopathologique (si le Vidal est installé sur le poste):



IX. Imagerie

1. Caméra


- Amélioration de la gestion de la caméra au niveau de la compatibilité avec des nouvelles cartes graphiques.
- Désactivation au lancement de Julie de la fenêtre « Source vidéo »

 Pour configurer la 1^{ère} fois votre caméra:

- ✓ Allez dans « **Imagerie** »




- ✓ Cliquez sur le bouton caméra
- ✓ Sur la fenêtre qui s'ouvre, faire un clic droit et sélectionnez votre matériel.



2. Intégration dans Julie des matériels Dürr Dental (Vitascan,..) :

Pour paramétrer votre matériel dans Julie, aller dans « **Utilitaires / Configuration Radios/Imagerie** ».

Dans la partie « Panoramique numérique » ou « Radios numériques », si le matériel est installé sur votre poste, sélectionnez Dürr Dental :




Cliquer sur ce bouton pour lancer l'interface Dürr Dental

3. Intégration des évolutions Owandy


Les panoramiques Owandy ayant évolué, des modifications ont été réalisées pour intégrer les améliorations dans Julie :

- Les filtres « 123 » sont proposés sur les Pano2D issue de la panoramique IMAXTouch3D
- Acquisition dans Julie de la nouvelle panoramique : The new I-Max
Pour une utilisation optimale de la panoramique, il est vivement conseillé d'utiliser la **dernière version de l'OSP**.
Disponible en téléchargement sur le site Owandy : <http://www.owandy.fr/support/>
- Possibilité d'exporter le volume 3D vers différents viewers :



X. Comptabilité

- Possibilité d'exporter une recherche d'écritures comptables en fichier CSV dans «Gestion/Comptabilité/Editer/Chercher ».



- Le fichier sera enregistré dans le répertoire Juliew\datas\CSV :



- Optimisation du traitement de création d'un nouvel exercice (lenteurs)

A HENRY SCHEIN® COMPANY

JULIE SOFTWARE – 2, rue des Vieilles Vignes – 77183 CROISSY BEAUBOURG – France
Tél. : +33 (0)1 60 93 73 70 – Fax : +33 (0)1 60 93 73 71 – WWW.JULIE.FR
S.A.S au capital de 7 298 609 € - RCS Meaux B 477 962 146 – N.A.F. : 7112B – N° TVA FR 52477962146

XI.




Agenda

- Possibilité d'ajouter des phrases types dans la fenêtre d'insertion/ Ajout / modification de rdv :



Pour enregistrer des phrases types, il faut écrire votre texte dans la zone « Observ. » puis sélectionnez toute la ligne et cliquez sur ce bouton pour ajouter votre saisie à la liste « Phrases-type ».




Pour ajouter une phrase type, sélectionnez-la dans la liste

Cliquez ensuite sur ce bouton.

- Possibilité d'imprimer l'historique des saisies de rdv (menu « **fichiers/ voir historique des saisies** »)


- Possibilité d'imprimer le carnet de rendez-vous directement après l'insertion du rendez-vous. Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, allez dans « **Paramétrer/Personnalisation** » onglet « **Prise d'un rendez-vous** »



Cocher cette case pour activer la fonctionnalité à chaque nouveau rendez-vous.

XII. Stock et traçabilité

- Possibilité de paramétrer des marges pour l'impression des étiquettes.



Marges gauche et droite de chaque étiquette et marge haute de la page pour décaler les étiquettes vers bas ou haut (si marge négative)

- Ajout d'un bouton d'impression des étiquettes (codes barre du numéro du lot) dans l'assistant de saisie des lots, et des fenêtres "lot en stock" et "sortie de stock"
- Dans « Imprimer /Etat du stock » possibilité d'indiquer la valeur marchande par unité en cochant la case

Valeur marchande totale : 17,00 € ☒ en Unités


- Ajout d'une icône pour préciser « Aucune spécificité » dans la fenêtre de saisie des actes pour lesquels le produit est utilisé.

Saisie d'un LOT en stock | Spécificité et Produit | Paramétrage des ACTES

ls ce produit est utilisé, en précisant la quantité et éventuellement la spécificité cor

Familles Nb d'unités à sortir par acte : 1,00 Actes qui utilisent ce produit :

avec la spécificité :



 Aucune

Ajouter

- En cliquant sur le bouton « Traçabilité » de l'historique médical, ajout d'un bouton « Solder le lot » quand une ligne est sélectionnée dans la liste du haut

Nom de l'article : 4.8 SWISS CONIQUE MTX 10 MM Quantité consommée : 1,00 Implant

N° du lot : 63009977

Ajouter Solder

XIII. Stérilisation :

- Nouvelle ergonomie de la fenêtre de phase de stérilisation

Stérilisation : Saisie des lots stérilisés - Dr. Un CNDA

Quitter Valider la charge Paramétrages Maintenance Matériel

Charge en cours de saisie (lots du même cycle) :

Saisie de la CHARGE (Cycle et lots) | Description KIT et instruments | Paramétrage des ACTES (kit) | Charge en cours

1 - ENTREZ les INFORMATIONS du CYCLE de STERILISATION AVANT d'entrer les kits stérilisés (lots)

STERILISATEUR : MELAG OPERATEUR : OPERATEUR 1

N° du CYCLE : 3629 DATE Stérilisation : 29/02/2016 TYPE de CYCLE : 121-25

N° du LOT (ou CODE BARRE) : DATE Péréemption : 29/05/2016 SOUDEUSE : Soudeuse 1

29/05/2016*000001 HEURE : 11:52

Lire le ticket Lire le fichier "ticket" de l'autoclave

Inclure le CODE du KIT dans le N° du LOT. Entrez le nb de lettres à insérer entre 2 tirets devant le n° de lot : 0

2 - ...PUIS ENREGISTREZ les KITS STERILISES en SORTIE de la CHARGE (lots stérilisés)

Entrez ou scannez le CODE du KIT stérilisé + Entrée...

Famille ↓ Nom Code CODE du KIT sélectionné (modifiable) :

Nombre de sachets + Entrée (enregistre le LOT) 1,00

Spécificité du lot (facultatif) :

Enregistrer ce LOT

Kit de TEST (à définir dans le Kit)

INTEGREUR PRION

HELIX tous les 6 cycles

autres tests :

Vide-Vacuum

Bowie Dick

A HENRY SCHEIN® COMPANY

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à :

- Contacter notre service support au 01.60.93.73.70 – choix touche 1
- Consulter toutes nos vidéos et actualités dans le menu
« Actualités » de votre logiciel Julie
- Consulter notre site internet : www.julie.fr